

# SANISHOT 50

## DESINFECTANT DESODORISANT



RÉF > ASH

20/02/2025

### PROPRIÉTÉS

**SANISHOT 50** est un aérosol ONE SHOT recommandé dans tous les endroits ouverts au public et nécessitant un assainissement global et régulier (restaurants, salles de classe, bureaux, gymnases, salons, transports en commun, ainsi que pour les petits espaces : WC, box, ambulances, camions, systèmes de climatisation etc...).

**SANISHOT 50** offre un large spectre d'activité contre les bactéries, les moisissures, les champignons et certains virus. Il présente une activité bactéricide conforme à la norme européenne EN 1276 (efficace en 5 min à 20°C sur *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Enterococcus hirae*) en condition de propreté, une activité fongicide et levuricide conforme à la norme EN 1650 (efficace en 15 min à 20°C sur *Candida albicans* et *Aspergillus brasiliensis*) en condition de propreté, une activité bactéricide et fongicide en 15 minutes conformes à la norme EN13697 en condition de propreté et une activité virucide conforme à la norme EN 14476 en 5 min sur tous les virus enveloppés (type *coronavirus*, *vaccine*) en condition de propreté.

De par sa composition, **SANISHOT 50** peut être utilisé pour combattre et traiter des locaux contaminés par le coronavirus.

Grâce à ses bases actives concentrées, propulsées par un GAZ NEUTRE ININFLAMMABLE, **SANISHOT 50** permet une désinfection active et non dangereuse pour l'homme, tout en laissant une atmosphère agréablement parfumée.

**SANISHOT 50** se présente sous la forme d'un petit boîtier (35 x 88 volume net 50 ml), pratique, facilement transportable, mais d'une efficacité redoutable. Il peut traiter des volumes jusqu'à 40 m3.

PERCUTEZ ! IL AGIT SEUL ET SANS RETOMBEE HUMIDE

Avec **SANISHOT 50**, vous réalisez 2 opérations en 1 seul traitement :

**SANISHOT 50** désinfecte grâce à ses agents désinfectants.

**SANISHOT 50** désodorise grâce à ses huiles essentielles de menthe.

**SANISHOT 50** est un biocide utilisé dans le cadre du règlement biocide 528/2012 pour les usages:

-**TP2** : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.

### MODE D'EMPLOI

Après le départ des personnes présentes dans la pièce, fermer portes et fenêtres.

Enlever le capot, retourner l'aérosol et percuter l'embout blanc sur une surface dure.

Poser le boîtier sur un support en hauteur en le remettant dans sa position normale tête en haut. Laisser diffuser l'aérosol et sortir de la pièce.

La diffusion se fait automatiquement jusqu'à la vidange complète de l'aérosol.

Après diffusion, laisser agir au minimum 15 minutes puis bien aérer pendant 30 minutes avant de réintégrer la pièce ou le véhicule.

### PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D'EMPLOI

**Produit destiné à un usage professionnel.**

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.celtique-industrielle.fr](http://www.celtique-industrielle.fr)

### LES + PRODUITS

PETIT MAIS :

■ EFFICACE

ET

■ ECONOMIQUE



SANS RETOMBÉES HUMIDES



CONFORMITÉ

- NORME EN 1276
- NORME EN 13697
- NORME EN 14476
- NORME EN 1650

**EFFICACE  
SUR LE  
CORONAVIRUS**



**LA CELTIQUE**  
FABRICANT FORMULATEUR

BP 20140 | PLÉRIN | T 02 96 79 86 86  
[contact@celtique-industrielle.com](mailto:contact@celtique-industrielle.com)